



RAPPORT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

CORROSION

NORMAL

CONTAMINANTS

NORMAL

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

NORMAL

Identité de la machine

KOST UNIVERSAL

Composant

Liquide de refroidissement

Fluide

CONVENTIONAL COOLANT (--- GAL)

RECOMMENDATION

Il s'agit du relevé de base de l'échantillon soumis.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		ASF637790	---	---
Date d'échant.		Client Info		31 Aug 2023	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

CORROSION

{sans objet}

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---

CONTAMINANTS








{sans objet}

Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	>100	2	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<1	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Apparence du liquide de refroidissement		Visual*	Clear	Clear	---	---

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

{sans objet}

Densité		ASTM D1298*		>1.11	---	---
pH	Scale 0-14	ASTM D1287*	9.5	10.3	---	---
Nitrites	ppm	Alcan Test Kit*	1500	480	---	---
Réserve d'alcalinité	Scale 0-20	ASTM D1121*	8.5	6.6	---	---
Pourcentage de glycol	%	ASTM D3321*	50	96.1	---	---
Point de congélation	°C	ASTM D3321*	-40	---	---	---
Carboxylate				---	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		190	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		2	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		335	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		30	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3056	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)		599	---	---
Couleur du liquide de refroidissement		Visual*	Green	Green	---	---



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : ASF637790 **Reçu** : 06 Sep 2023
N° de laboratoire : 02580799 **Diagnostiqué** : 07 Sep 2023
Numéro unique : 5633859 **Diagnostiqueur** : Bill Quesnel
Analyse : COOL

April Super Flo
 9 rue Beland
 L'Isle-Verte, QC
 CA G0L 1K0
 Contact: Nathaly April
 NAPRIL@APRILSUPERFLO.COM
 T: (418)898-5151
 F: (418)898-2192

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.